

妊娠糖尿病篩檢須知

所需物品：

1. 55 克糖粉 (藥局領取)
2. 200 c.c. 塑膠杯 1 個 (檢驗科領取)

使用方法：

1. 將 55 克糖粉全部倒入塑膠杯中
2. 加入溫開水 9 分滿混合均勻
3. 等糖粉溶解後 **5 鐘內**全部喝完 (糖粉務必全部溶解)
4. 喝**第一口開始計時**，1 小時後回檢驗科抽血

注意事項：

1. 喝糖水前不需禁食
2. 喝完糖水後**需禁食 (含飲料、水)**且請盡量保持坐姿狀態
3. 準時於 1 小時後回來抽血，為預防抽血的人過多需排隊，請**提早 5~10 分鐘**回檢驗科報到
4. 若糖水沒有全部喝完或吐出來都會影響報告準確性，需重新進行檢驗

服務電話 (049) 2358151 – 1225