

尿液採檢須知

採檢容器： 一般檢查：尿杯、尖底試管
細菌培養：無菌盒

採檢時機： 早晨第一次尿液或隨機尿液

採集前注意事項：

1. 採集前盡量少喝大量液體
2. 細菌培養者請於收集後盡速關上蓋子減少污染

採集方法：

1. 最好是取早上第一次的尿液
2. 將前段尿液排掉，**收集中段尿液**約 8~10 c.c.
3. 細菌培養檢驗者取少量尿液約 2 c.c.即可

送檢、保存方式：

1. 採集後 1 小時內立刻送檢，若無法及時送檢請存放冰箱 4°C 冷藏並於 2 小時內送檢

收件時間 週一~週五 早上 8 點~晚上 9 點

2. 檢體連同檢驗單一起送回，單子勿放入夾鍊袋

服務電話 (049) 2358151 – 1225