

收集 24 小時尿液說明 VMA、17-KS、17-OHCS、 5-HIAA、Catecholamine

1. 早晨第一次的尿液（不用收集），記錄時間。
2. 此後 24 小時內的尿液都要收集在集尿袋中，包括滿 24 小時最後一次的尿液（要收集）。
3. 第一次收集到的尿液倒進集尿袋後，再將 20 mL 的鹽酸（保存用）沿著容器緩慢倒入混合，此後每次倒入尿液都必須混合。

*** 鹽酸有腐蝕性！請避免接觸！要先倒尿液才能加鹽酸！**

插管使用尿袋者，將尿袋之尿液每小時收入集尿袋中，保存方式同上。

4. 收集完畢後將 24 小時尿液總量寫在檢驗單上，將整袋尿液搖一搖混合均勻，取出 15 mL 尿液至 50mL 無菌試管送檢。

*** 提醒您～此檢驗結果是依據所收集的 24 小時尿液來計算，請確實把 24 小時的尿液都完全收集起來，否則檢驗結果會不正確。**

服務電話（049）2358151-1225 檢驗科

收集 24 小時尿液說明 VMA、17-KS、17-OHCS、 5-HIAA、Catecholamine

1. 早晨第一次的尿液（不用收集），記錄時間。
2. 此後 24 小時內的尿液都要收集在集尿袋中，包括滿 24 小時最後一次的尿液（要收集）。
3. 第一次收集到的尿液倒進集尿袋後，再將 20 mL 的鹽酸（保存用）沿著容器緩慢倒入混合，此後每次倒入尿液都必須混合。

*** 鹽酸有腐蝕性！請避免接觸！要先倒尿液才能加鹽酸！**

插管使用尿袋者，將尿袋之尿液每小時收入集尿袋中，保存方式同上。

4. 收集完畢後將 24 小時尿液總量寫在檢驗單上，將整袋尿液搖一搖混合均勻，取出 15 mL 尿液至 50mL 無菌試管送檢。

*** 提醒您～此檢驗結果是依據所收集的 24 小時尿液來計算，請確實把 24 小時的尿液都完全收集起來，否則檢驗結果會不正確。**

服務電話（049）2358151-1225 檢驗科