

痰液採檢須知

採檢容器： 一般檢查與細菌培養：無菌盒

結核菌培養：藍蓋尖底無菌盒

採檢時機： 早晨漱口後第一口痰

採集前注意事項：

結核菌培養者，每天送一個，共需送 3 天，請勿

同一天採檢，如果無法連續收集，請於檢驗單有

效期限內收集完畢

採集方法：

1. 咳痰前請**先用開水漱口**（不要用市售漱口水）避免食物殘渣或藥物影響

2. 用力咳出喉嚨深部的痰約 5 c.c. (1~2 口)

不可收集口水（口水無法檢驗）

3. 將容器蓋子轉緊，放回夾鍊袋密封好

送檢、保存方式：

1. **收件時間 週一~週五 早上 8 點~晚上 9 點**

若無法及時送檢請存放冰箱 4°C 冷藏

2. 檢體連同檢驗單一起送回，單子勿放入夾鍊袋

結核菌培養報告需二個月，初步報告於送檢後

與醫生約診的時間看報告

服務電話 (049) 2358151 – 1225