

# 精液採檢須知

**採檢容器：** 無菌盒

**採檢時機：** 週一~週五 8:00~15:30

**採集前注意事項：**

1. 採集前需**禁慾 3~5 天**
2. 不可使用保險套收集
3. 請收集**全部檢體**不可漏失

**採集方法：**

1. 將無菌盒蓋子打開
2. 以手淫方式排出精液
3. 收集全部的精液後蓋子轉緊，放回夾鍊袋
4. 在檢驗單上**記錄收集時間**

**送檢、保存方式：**

1. 需將盒子放在貼身的口袋，使其保持與體溫相同的環境
2. 採集後半小時內立刻送檢

**收件時間 週一~週五 8:00~16:00**

3. 檢體連同檢驗單一起送回，單子勿放入夾鍊袋

**服務電話 (049) 2358151 - 1225**