

蘇丹染色糞便採檢須知

採檢容器： 無菌盒

採集前注意事項：

1. 採集**前 4 小時內需正常用餐**
2. 糞便請**勿沾染到衛生紙**或任何紙類
3. 不可使用尿布收集的糞便
4. 糞便採集量**請勿過量或不足**

採集方法：

1. 將糞便排到乾淨的容器中 (如乾淨的塑膠袋)
2. 將無菌盒蓋子打開，用木棒取糞便**如花生**大小
3. 取下的糞便放入容器中將蓋子轉緊即可
4. 若糞便為**液狀**請轉開蓋子後，將少量糞便倒入容器中蓋子轉緊即可
5. 在檢驗單上**記錄採集時間**

送檢、保存方式：

1. 室溫保存，採集後 1 小時內立刻送檢
收件時間 週一~週五 早上 8 點~晚上 8 點
2. 檢體連同檢驗單一起送回，單子勿放入夾鍊袋

服務電話 (049) 2358151 – 1225